



la sicurezza nella sua forma piú bella

Hard Top Box

sicuro e maneggevole

Hard Top Box

Container di ultima generazione

Design evoluto - ergonomia semplice

Sicurezza e qualità del processo di sterilizzazione

Investimento responsabile - valore nel tempo

Test indipendenti confermano funzionalità, sicurezza e qualità

Nel ciclo di asciugatura si conferma la superiorità della lega di alluminio

Il container di Innovations Medical supera gli standard richiesti e soddisfa

I requisiti del mercato sanitario





perfetto nei dettagli


Standard di qualità in ogni dettaglio
Investimento sostenibile che mantiene il
suo valore nel tempo
Diverse dimensioni per tutte le nostre esigenze
Alta stabilità fondo/coperchio

sicurezza assoluta il coperchio

UNICITA': Fresato da un blocco UNICO di alluminio
INDEFORMABILITA' e STABILITA' resistente ad ogni sollecitazione
ERGONOMIA avanzata uso rapido e sicuro privo di spigoli e sporgenze
RIDUCE tempi e costi di gestione



fondo



Maniglie di trasporto in acciaio, robuste e stabili, per una presa sicura e affidabile.
Assenza di saldature rivetti e spigoli.
Impilamento sicuro e stabile
Ottimale accoppiamento tra fondo coperchio e guarnizione



EasyStop



ingegnosamente semplice e semplicemente geniale



il sistema labirinto blocca microbi, germi e particelle il materiale sterile rimane protetto a garanzia della sicurezza del paziente.

Sistema senza consumabile
Rispondente all'ecrescenti esigenze di protezione
ambientale e praticità di utilizzo
Efficienza di filtrazione del 99,997%
Controllo del sistema filtrante facile e intuitivo

Sistema filtro pluriuso (PTFE)


Adatto a container dotati di supporto per filtro PTFE
La durata del filtro PTFE è di 1200 cicli
Lunga durata e resistenza agli agenti chimici



Sistema filtri monouso

Adatto a container dotati di supporto filtro monouso
Il filtro viene sostituito ad ogni ciclo






Controllo visivo del corretto alloggiamento del sistema filtro



Sicurezza in ogni dettaglio

colori

Speciale processo di anodizzazione PH resistente



Varianti coperchi
EasyStop / filtro permanente / filtro monouso / evacuazione

Altezze container
100mm / 135mm / 150mm / 170mm / 220mm / 270mm

Coperchio XL

EasyStop	filtro permanente	filtro monouso	evacuazione			
411.03.01.X	413.03.01.X	412.03.01.X	417.04.01.X			
rosso 1	argento 2	blu 3	verde 4	oro 5	nero 6	grigio 7

Fondo

dimensioni		dimensioni esterne	dimensioni interne [Altezza massima di carico]	codice articolo
XL	100	590 x 290 x 100	533 x 269 x [73]	410.05.10.2.XX.00
XL	135	590 x 290 x 135	533 x 269 x [108]	410.05.13.2.XX.00
XL	150	590 x 290 x 150	533 x 269 x [123]	410.05.15.2.XX.00
XL	170	590 x 290 x 170	533 x 269 x [143]	410.05.17.2.XX.00
XL	220	590 x 290 x 220	533 x 269 x [193]	410.05.22.2.XX.00
XL	270	590 x 290 x 270	533 x 269 x [243]	410.05.27.2.XX.00



senza termolock 06
con thermolock 25



senza thermolock 10
con Thermolock 28



Varianti coperchi
EasyStop / filtro permanente / filtro monouso / evacuazione

Altezze container
100mm / 135mm / 150mm



Coperchio L

EasyStop 421.03.01.X	filtro permanente 423.03.01.X	filtro monouso 422.03.01.X	evacuazione 427.04.01.X
-------------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------

rosso 1 argento 2 blu 3 verde 4 oro 5 nero 6 grigio 7

Fondo

dimensioni		dimensioni esterne	dimensioni interne [Altezza massima di carico]	codice articolo
L	100	460 x 290 x 100	422 x 269 x [73]	420.05.10.2.XX.00
L	135	460 x 290 x 135	422 x 269 x [108]	420.05.13.2.XX.00
L	150	460 x 290 x 150	422 x 269 x [123]	420.05.15.2.XX.00



senza termolock 06
con thermolock 25



senza thermolock 10
con Thermolock 28

Varianti coperchi
EasyStop / filtro permanente / filtro monouso / evacuazione

Altezze container
100mm / 135mm / 150mm / 170mm / 220mm / 270mm



Coperchio M

EasyStop	filtro permanente	filtro monouso	evacuazione			
431.03.01.X	433.03.01.X	432.03.01.X	437.04.01.X			
rosso 1	argento 2	blu 3	verde 4	oro 5	nero 6	grigio 7

Fondo

dimensioni		dimensioni esterne	dimensioni interne [Altezza massima di carico]	codice articolo
M	100	290 x 290 x 100	253 x 269 x [73]	430.05.10.2.XX.00
M	135	290 x 290 x 135	253 x 269 x [108]	430.05.13.2.XX.00
M	150	290 x 290 x 150	253 x 269 x [123]	430.05.15.2.XX.00
M	170	290 x 290 x 170	253 x 269 x [143]	430.05.17.2.XX.00
M	220	290 x 290 x 220	253 x 269 x [193]	430.05.22.2.XX.00
M	270	290 x 290 x 270	253 x 269 x [243]	430.05.27.2.XX.00




senza termolock 06
con thermolock 25




senza thermolock 10
con Thermolock 28


supporti etichette identificazione



senza thermolock 10




con Thermolock 28







senza thermolock 06




con Thermolock 25



supporti etichette identificazione





Varianti coperchi
EasyStop / evacuazione

Altezze container
47mm / 62mm / 71mm

Coperchio S


EasyStop
471.03.01.X

evacuazione
437.04.01.X

rosso 1 argento 2 blu 3 verde 4 oro 5 nero 6 grigio 7

Fondo

dimensioni		dimensioni esterne	dimensioni interne [Altezza massima di carico]	codice articolo
S	47	300 x 135 x 47	279 x 129 x [31]	470.05.04.2
S	62	300 x 135 x 62	279 x 129 x [46]	470.05.06.2
S	71	300 x 135 x 71	279 x 129 x [55]	470.05.07.2



Varianti coperchi
EasyStop / evacuazione

Altezze container
50mm / 67mm / 85mm

Coperchio D

EasyStop evacuazione
481.03.01.X 487.04.01.X


rosso 1 argento 2 blu 3 verde 4 oro 5 nero 6 grigio 7

Fondo

dimensioni		dimensioni esterne	dimensioni interne [Altezza massima di carico]	codice articolo
D	50	310 x 190 x 50	282 x 181 x [34]	480.05.04.2
D	67	310 x 190 x 67	282 x 181 x [51]	480.05.06.2
D	85	310 x 190 x 85	282 x 181 x [69]	480.05.08.2

Varianti coperchi
EasyStop / evacuazione

Altezze container
50mm / 67mm



Coperchio D1/2

EasyStop
491.03.01.X

evacuazione
497.04.01.X


rosso 1 argento 2 blu 3 verde 4 oro 5 nero 6 grigio 7

Fondo

dimensioni	dimensioni esterne	dimensioni interne [Altezza massima di carico]	codice articolo
D1/2 50	205 x 145 x 50	181 x 136 x [34]	490.05.04.2
D1/2 67	205 x 145 x 67	181 x 136 x [51]	490.05.06.2

Etichetta ID 40x60

senza marcatura laser
410.23.00.X



con marcatura laser individuale
410.13.00.X



- rosso
- argento
- blu
- verde
- oro
- nero
- grigio


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

Etichetta ID 18x50

senza marcatura laser
410.22.00.X



con marcatura laser individuale
410.12.00.X



Etichette di bloccaggio della cassa

senza indicatore [100pz.]
410.21.00.1


con indicatore [100pz.]
410.11.00.1



Tappetino in silicone

dimensioni

XL [440x230] 410.30.00.3	L [380x230] 420.30.00.3	M [220x230] 430.30.00.3	S [270x125] 440.30.00.3	Dental [260x160] 450.30.00.3	1/2 Dental [160x130] 460.30.00.3
XL long [540x230] 410.36.00.3					





Innovations Medical Badstraße 11, 78532 Tuttlingen

sostenibile Innovations Medical

- Sistema di riscaldamento a pellet neutrale dal punto di vista climatico
- sistema fotovoltaico



